



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Custom Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Custom Bookwalter Retractor

SKU RM-CBR-1

\$2,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
Конфигурируемо	Крепежное оборудование (доступные варианты)	Стандартные стойки (12", 18"), держатели StrongArm PLUS с верхним креплением, усиленные зажимы для рельсов, муфты стоек, горизонтальные штанги, гибкие горизонтальные штанги, удлинительные штанги
Конфигурируемо	Кольцевые рамы (доступные варианты)	Цельные овальные кольца, цельные круглые кольца, сегментированные овальные кольца, сегментированные круглые кольца, полукруглые сегменты, прямые сегменты (4", 6", 8"), перинеальные кольца с вырезами
Конфигурируемо	Храповые механизмы (доступные варианты)	Стандартные храповики без наклона, многоугольные наклонные храповики, поворотные храповики, удлинители храповиков, низкопрофильные механизмы фиксации
Конфигурируемо	Жесткие и гибкие зеркала (доступные варианты)	Зеркала Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, гибкие, Richardson, Meyerdling, Gelpi, вагинальные латеральные/задние, почечные Wylie и ректальные, глубокие когтеобразные ретракторы
Конфигурируемо	Хранение и упаковка (доступные варианты)	Перфорированные стерилизационные коробки, индивидуальные лотки-вкладыши, защитные транспортные контейнеры, OEM-упаковка под частной маркой

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Custom Bookwalter Retractor — это полностью конфигурируемая самоудерживающаяся ретракторная система с креплением к операционному столу, изготовленная в соответствии с хирургической специализацией заказчика, предпочтительными компонентами и процедурными требованиями. Вместо фиксированного набора система специфицируется вместе с вами: вы выбираете крепежные элементы, тип кольцевой рамы, храповые механизмы, жесткие и гибкие зеркала, а также формат хранения или упаковки.

Важно: категории компонентов, перечисленные в списке, являются доступными вариантами для выбора. Не все они включены в справочную цену \$2,999. Точный состав вашего набора и окончательная цена подтверждаются письменно на этапе коммерческого предложения после согласования конфигурации.

Доступное крепежное оборудование включает стандартные стойки 12" и 18", держатели StrongArm PLUS с верхним креплением, усиленные зажимы для рельсов, муфты для стоек, горизонтальные штанги, гибкие горизонтальные штанги и удлинители. Кольцевые рамы могут быть цельными или сегментированными, овальными или круглыми, включая полукруглые сегменты, прямые сегменты 4", 6" и 8", а также прорезиненные перинеальные кольца. Варианты храповиков включают стандартные без наклона, многоугольные наклонные и поворотные храповики, удлинители храповиков и низкопрофильные механизмы блокировки. Ассортимент зеркал включает модели Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, гибкие зеркала, Richardson, Meyerding, Gelpi, вагинальные латеральные и задние, почечные Wylie и ректальные зеркала, а также глубокие когтеобразные ретракторы.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали. Наборы поставляются нестерильными, являются многоразовыми и полностью автоклавируемыми; перед использованием их необходимо очистить и стерилизовать в соответствии с утвержденными протоколами вашего учреждения.

Варианты хранения включают перфорированные стерилизационные контейнеры, индивидуальные лотки-вкладыши, защитные транспортные контейнеры и OEM-упаковку под частной торговой маркой.

Retractor Maker производит индивидуальные наборы в стиле Bookwalter непосредственно на своем предприятии рядом с Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistan.

Retractor Maker производит и поставляет Custom Bookwalter Retractor для больниц, дистрибьюторов и поставщиков медицинских товаров. Custom Bookwalter Retractor производится, проверяется и поставляется напрямую компанией Retractor Maker.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest