



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Separador para Microdiscectomía Lumbar
Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Sistema de Separador para Microdiscectomía a Lumbar Caspar

SKU RM-CLMRS-1

\$799 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva Lateral	40 mm
1	Valva Lateral	45 mm
1	Valva Lateral	50 mm
1	Valva Lateral	55 mm
1	Valva Lateral	60 mm
1	Valva Lateral	65 mm
1	Valva Lateral	75 mm
1	Espéculo	40 mm
1	Espéculo	45 mm
1	Espéculo	50 mm
1	Espéculo	55 mm
1	Espéculo	60 mm
1	Espéculo	65 mm
1	Espéculo	75 mm

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Pinza Expulsora de Valvas	Pinzas para intercambio rápido de valvas
1	Marco Separador de Microdiscectomía Caspar	Marco de contraseparación
1	Caja de Esterilización	Contenedor de aluminio con bandeja organizadora

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema de Separador para Microdiscectomía Lumbar Caspar es una plataforma quirúrgica clásica y de gran prestigio, diseñada específicamente para proporcionar una microexposición sin obstrucciones durante descompresiones de canal y disco lumbar. Al combinar un marco de contraseparación con espéculos intercambiables y valvas laterales, este sistema establece un corredor estrecho y estable que libera el campo operatorio de instrumental voluminoso.

Diseñado para microdiscectomía y laminectomías focalizadas, el Sistema de Separador para Microdiscectomía Lumbar Caspar incluye 17 componentes funcionales de precisión. El conjunto incorpora un marco separador de microdiscectomía Caspar, siete valvas laterales con profundidades de 40 mm a 75 mm, siete espéculos a juego de 40 mm a 75 mm y pinzas expulsoras de valvas dedicadas para un intercambio intraoperatorio rápido y seguro sin traumatismo tisular.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Sistema de Separador para Microdiscectomía Lumbar Caspar completo en estado no estéril y totalmente autoclavable, dentro de un contenedor de esterilización de aluminio de alta resistencia con gradillas organizadoras, asegurando una rotación rápida y durabilidad a largo plazo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest