



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Hoyos Remora Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Hoyos Remora Retractor

SKU RM-HRR-1

\$499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Hoyos Remora Retractor	Изогнутое лезвие с насечками, встроенный оптоволоконный жгут, аспирационная трубка
1	Universal Light Cable Adapter	Подключается к стандартным операционным оптоволоконным источникам света
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hoyos Remora Retractor — это современный многофункциональный хирургический ретрактор, разработанный специально для обеспечения превосходной визуализации кармана, одновременной эвакуации жидкости и освещенной отсепаровки лоскутов при проведении абдоминопластики высокой четкости. Разработанный для модульной интеграции в основную систему Hoyos для контурирования тела, этот инструмент позволяет хирургам работать в глубоких субгалеальных и абдоминальных слоях тканей без необходимости использования дополнительных осветителей или отдельных аспирационных канюль.

Данная конфигурация Hoyos Remora Retractor (\$499), созданная для оптимальной эффективности операции и очистки полости, отличается специализированной изогнутой формой лезвия с запатентованными стабилизирующими насечками. Они обеспечивают надежную фиксацию на тканях, предотвращая случайное соскальзывание во время интенсивного контурирования. В корпус инструмента встроены оптоволоконные световоды и специализированная трубка системы аспирации, что гарантирует бестеневое освещение при мгновенном удалении электрохирургического дыма, крови и ирригационных растворов.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали и оптического стекловолокна с высоким коэффициентом пропускания с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор производства Retractor Maker соответствует строгим клиническим стандартам. Это обеспечивает пластическим и косметическим хирургам по всему миру исключительную оптическую четкость, непревзойденную долговечность и полную совместимость с автоклавированием.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest