



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Gelpi Crossover - Angles Profonds

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Gelpi Crossover - Angles Profonds

SKU RM-GCRDA-1

\$124 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame 3 1/2 in (9 cm)	RM-GCRDA-1-1	\$94
Lame 5 1/2 in (14 cm)	RM-GCRDA-1-2	\$104
Lame 6 1/2 in (16.5 cm)	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) blade	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) lame — Standard	RM-GCRDA-1-5	\$124

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Gelpi Crossover - Angles Profonds est un instrument chirurgical auto-statique spécialisé, conçu pour offrir une rétraction puissante et mains libres des tissus mous et des tendons lors d'interventions orthopédiques, rachidiennes et reconstructives profondes. Grâce à son architecture innovante à bras croisés, cet écarteur permet une amplitude d'ouverture mécanique étendue tout en conservant un profil compact et peu encombrant au sein des incisions chirurgicales profondes.

Adapté à la réparation des tendons des membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à l'accès aux cavités profondes, cette configuration de l'écarteur Gelpi Crossover - Angles Profonds présente une longueur totale de 8 pouces (20.32 cm). Ses extrémités actives intègrent des angles profonds avec des variantes de pointes courbes, mousses ou pointues selon la densité des tissus ciblés. Les mors sont équipés de rainures dentelées spécialisées pour un contrôle précis et une prise sûre sur les berges fibreuses, tandis que son mécanisme à crémaillère maintient automatiquement une tension de rétraction continue.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Gelpi Crossover - Angles Profonds pour résister à une forte contre-traction tissulaire, offrant aux centres de chirurgie orthopédique et rachidienne du monde entier une stabilité mécanique, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest