



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de lifting Ferreira à fibre optique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de lifting Ferreira à fibre optique

SKU RM-FFOFLR-1

\$99 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	Longueur 4 ¼" (108 mm), lame 22 mm, faisceau de fibres optiques
1	Raccord universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles de lumière standard des blocs opératoires
1	Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de lifting Ferreira à fibre optique est un instrument chirurgical esthétique éclairé de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer une élévation supérieure du lambeau facial combinée à une illumination optique directe et sans ombre pendant la rhytidectomy. En dirigeant une lumière froide dans les tunnels chirurgicaux profonds sous le lambeau cutané, cet instrument illumine les plans anatomiques subtils, permettant aux chirurgiens de disséquer en toute confiance tout en protégeant les branches du nerf facial et les vaisseaux superficiels.

Conçu pour la déflexion ciblée du lambeau facial et le dégagement des cavités, ce modèle d'écarteur Ferreira à fibre optique présente une longueur totale de 4 ¼ pouces (108 mm, \$99) associée à une lame de 22 mm de large. La face de sa lame légèrement incurvée répartit la traction uniformément sur les tissus cutanés, évitant ainsi les dommages par compression focale. Le faisceau de fibres optiques intégré comprend un raccord universel compatible avec les câbles de lumière hospitaliers standard (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), assurant une connectivité sans effort aux sources d'illumination du bloc opératoire.

Fabriqué à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et de fibres optiques en verre à haute transmission avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de

lifting Ferreira à fibre optique selon des tolérances cliniques strictes, offrant une durabilité exceptionnelle, une clarté optique et une résistance totale à l'autoclave pour les centres de chirurgie plastique esthétique et faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest