



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Urology Lobster Expanded Retractor (泌尿器科用 ロブスター拡張開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



Urology Lobster Expanded Retractor (泌尿器科用 ロブスター拡張開創器)

SKU RM-ULER-1

\$3,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
8	Lobster リトラクタークランプ	—
1	垂直ポスト&フレームカブラー付き Lobster テーブルクランプ	—
1	Lobster ヒンジ式延長アーム	—
1	Lobster フレーム	—
2	Lobster Mayo スイベルリトラクター	2" × 2"
2	Lobster Mayo スイベルリトラクター	2¾" × 2"
1	Lobster Deaver スイベルリトラクター	2¾" × 4½"
1	Lobster Deaver スイベルリトラクター	1½" × 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart リトラクター	2" × 5"
1	Lobster Harrington リトラクター	2.5" × 6"
1	Lobster 可塑性スイベルリトラクター (穿孔付き)	2" × 6½"
1	Lobster 可塑性スイベルリトラクター (穿孔付き)	3" × 6½"

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Lobster Marshall 可塑性膀胱スイベルリトラクター	3" × 6"
1	Lobster Fence スイベルリトラクター	4" × 6"
1	Lobster Splanchnic スイベルリトラクター	2" × 4½"
1	滅菌ボックス	—

製品詳細

Urology Lobster Expanded Retractorは、深部泌尿器科手術における視認性と力学的課題を克服するために設計された、特殊なテーブル固定式自動開創器システムです。多関節ポストとカプラーを使用して標準的な手術台のサイドレールにしっかりと固定することで、安定した外周を形成し、術者が手作業で牽引することなく、深部骨盤腔への静止した術野視認性を確保します。

広範囲の骨盤および泌尿器科術野向けに特別に設計されたこの構成には、構造的なLobsterフレーム、リーチを広げるための多関節ヒンジ式延長アーム、および8つの多位置リトラクタークランプが統合されています。11個のブレードセットには、3" × 6"のMarshall可塑性膀胱スイベルリトラクター、穿孔付き可塑性ストリップ、Harrington Sweetheartブレード、Deaver、Mayo、Fence、および深部解剖学的凹凸に適応する内臓用Splanchnicリトラクターなどの専用泌尿器科開創器具が含まれています。

外科用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高強度合金を使用し、反射防止サテン仕上げを施した臨床基準に適合する設計です。Retractor Makerは、繰り返しの高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）に対してバリデーション済みの、整理された頑丈な専用滅菌ボックスと共に、完全なUrology Lobster Expanded Retractorを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest