



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Gonzalez Gluteal S-Shaped Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gonzalez Gluteal S-Shaped Wundhaken

SKU RM-GGSR-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Gonzalez Gluteal S-Shaped Wundhaken ist ein unverzichtbares Instrument der ästhetisch-plastischen Chirurgie, das speziell für die breite, atraumatische Muskel- und Weichteilverdrängung bei Gluteoplastik- und Gesäßvergrößerungsverfahren entwickelt wurde. Durch das anatomisch doppelt gekrümmte S-förmige Chassis ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, dicke Fettschichten zu umgehen und den Musculus gluteus maximus sauber anzuheben, um eine hindernisfreie Tasche für die Platzierung von Silikonimplantaten zu schaffen.

Dieses Modell des Gonzalez Gluteal S-Shaped Wundhaken ist für variable chirurgische Tiefen ausgelegt und behält eine feste Blattbreite von 20 mm bei, während es zwei funktionale Längsoptionen bietet: 18.1 cm (gelistet als 18 cm, \$39) für Standardzugänge und ein verlängertes 20 cm (\$44) Profil für die tiefe Muskelpräparation. Die glatten, konturierten Blattkanten verhindern lokale Scherverletzungen an fibrösen Gewebeebenen, während der ausbalancierte ergonomische Griff dem OP-Assistenten eine stetige, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung während mehrstündiger ästhetischer Eingriffe bietet.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Gonzalez Gluteal S-Shaped Wundhaken so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen im Krankenhaus standhält und hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und absolute klinische Zuverlässigkeit für Kliniken der ästhetischen und rekonstruktiven plastischen Chirurgie weltweit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest