



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de rhinoplastie Gruber

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de rhinoplastie Gruber

SKU RM-GRR-NOSE-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de rhinoplastie Gruber	Doubles crochets de 10 mm de large, manche plat — 1	\$89
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel — 1	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de rhinoplastie Gruber est un instrument manuel spécialisé pour la rhinoplastie et la chirurgie plastique faciale, conçu spécifiquement pour assurer une déflexion cutanée sûre et antidérapante sur les tissus nasaux délicats. Conçu pour mobiliser l'enveloppe cutanée nasale et les cartilages latéraux inférieurs, cet écarteur permet aux chirurgiens de maintenir une visualisation opératoire nette de la cloison caudale et de la structure de la pointe nasale.

Optimisé pour la déflexion cutanée sur les tissus nasaux fragiles, cette configuration de l'écarteur de rhinoplastie Gruber présente un montage à doubles crochets dédié de 10 mm de large (\$89). La configuration de la pointe intègre des doubles crochets ergonomiques optimisés pour saisir les lambeaux cutanés nasaux sans effort, évitant ainsi les perforations dermiques localisées ou les compromis vasculaires. Son manche équilibré et mince offre au chirurgien une sensibilité tactile affinée et un effet de levier manuel sans fatigue lors des remodelages nasaux complexes.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur de rhinoplastie Gruber selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les cliniques de chirurgie esthétique, ORL et plastique faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest