



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Jolls Friedman Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Jolls Friedman Self Retaining Retractor

SKU RM-JFSRR-1

\$94 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Jolls Friedman Self Retaining Retractor	寸法/詳細: 全長6" (15.24 cm)、窓付き湾曲ジョー、スクリューロック	\$94
保護スリーブ/箱	寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ	\$94

製品詳細

Jolls Friedman Self Retaining Retractorは、甲状腺および副甲状腺の手術において、軟部組織や舌骨下筋群を継続的かつハンズフリーで排除するために特別に設計された内分泌・頸部外科用開創器です。前頸部の解剖学的形状に適合する湾曲設計により、助手による手保持を必要とせず、術野を塞ぐことなく広い作業スペースを維持します。

臨床的枠組みの仕様に基づいて構築されたこの専用のJolls Friedman Self Retaining Retractorは、全長6 inches (15.24 cm)を特徴としています。ワーキングエンドには、解剖学的に湾曲したジョープロファイルが採用されており、滑らかな窓付きの先端面が、筋線維を圧挫することなく胸鎖乳突筋や舌骨下筋群を確実に保持します。基部の機械式スクリューロック制御システムにより、微調整可能な張力制御が可能で、対抗牽引下でも滑ることなく強固にロックされます。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されているRetractor MakerのJolls Friedman Self Retaining Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の内分泌外科、耳鼻咽喉科、一般外科チームに優れた耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest