



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Chandler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Chandler

SKU RM-CHR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño (valva de 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Mediano (hoja de 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Grande (hoja de 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Chandler es un instrumento quirúrgico ortopédico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento óseo confiable y desplazamiento de tejidos blandos durante la artroplastia total de cadera y la cirugía reconstructiva articular. Diseñado con una hoja en forma de hoja arqueada hacia atrás, este instrumento se adapta suavemente a los contornos óseos, permitiendo que los asistentes quirúrgicos mantengan una contracción continua sin deslizarse de los bordes corticales.

Construido para soportar un apalancamiento intenso en extremidades inferiores, la serie de Separadores Chandler presenta una longitud total de 9.25 pulgadas (23.49 cm) con tres tamaños de punta seleccionables que cubren un amplio rango funcional: Pequeño (\$69), Mediano (\$74) y Grande (\$79), con anchos de hoja de 16.0 mm a 25.0 mm. El borde romo redondeado de la hoja protege los vasos femorales delicados, los nervios y el periostio contra lesiones por aplastamiento, al tiempo que proporciona un corredor visual amplio hacia los espacios articulares profundos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Chandler para resistir el apalancamiento ortopédico pesado sin deformarse, brindando a los equipos de trauma y reemplazo articular en todo el mundo una durabilidad clínica excepcional y longevidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest