



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Knapp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Knapp

SKU RM-KSRR-10-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Autoestático Knapp	Dimensões / Detalhes: 10 cm de comprimento total, 26 mm de largura, dentes 4×4 (Reto/Angulado, Agudo/Rombo) · Função Clínica Principal: Exposição autoestática de saco lacrimal e microincisões · Preço (USD): \$79.00	\$79
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem de transporte padrão · Função Clínica Principal: — · Preço (USD): Incluso	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Knapp é um espaçador especializado para oftalmologia e microcirurgia, projetado especificamente para fornecer exposição confiável e estática de tecidos moles e margens de incisão durante procedimentos delicados em face, olhos e mãos. Projetado com dentes curvados para fora, este instrumento mantém pequenas incisões abertas sob tensão mecânica contínua, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto mantém um corredor operatório estático.

Construído conforme padrões clínicos, este Afastador Autoestático Knapp mantém um comprimento total uniforme de 10 cm (\$79) com uma largura de lâmina de 26 mm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora um arranjo de dentes 4×4 curvados para fora, selecionável em configuração Reta ou Angulada para contornar as margens orbitais. Os cirurgiões podem optar entre pontas Rombas, projetadas para uma fixação suave e eficaz nos tecidos, ou pontas Agudas, projetadas para um engate tecidual altamente seguro em perióstio denso.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Knapp para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos cirurgiões plásticos, oftalmológicos e de otorrinolaringologia em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest