



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Super-Slide Laminektomie-Spreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Super-Slide Laminektomie-Spreizer

SKU RM-SSLR-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Spreizerrahmen	Hauptstrukturrahmen des Retraktorsystems
4	Kleine Valven	2" tiefe Valve-Optionen für die chirurgische Retraktion
4	Mittlere Valven	3" tiefe Valven mittlerer Tiefe
4	Große Valven	4" tiefe Valven großer Tiefe
4	Zusatzvalven	4¾" tiefe Valven mit erweiterter Tiefe
1	Sterilisationsbox	Behälter zur Organisation und Aufbewahrung des kompletten Sets

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Super-Slide Laminektomie-Spreizer ist ein robuster, selbsthaltender chirurgischer Retraktor, der für eine kraftvolle, kontrollierte Gewebedislozierung bei umfangreichen posterioren Laminektomien und Spondylodesen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, starke paraspinale Muskulatur zu halten, ohne zu verrutschen oder sich unter Gegenzug zu verbiegen, und schafft so einen weiten, stationären Sichtkorridor über mehrere Wirbelsegmente hinweg.

Das für eine nahtlose intraoperative Anpassung konzipierte Super-Slide Laminektomie-Spreizersystem verfügt über einen präzisionsgefertigten Gleitrahmen mit Sperrradmechanismus, der mühelos entlang seiner Schiene gleitet, um eine präzise mechanische Retraktion zu ermöglichen. Das 18-teilige Set umfasst vier kleine Valven (2" tief), vier mittlere Valven (3" tief), vier große Valven (4" tief) und vier Zusatzvalven (4¾" tief), die für einen sicheren Sitz an den Lamina-Rändern und Facettengelenken sorgen.

Geschmiedet aus hochwertigem, nicht-magnetischem, medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit entspiegeltem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Super-Slide Laminektomie-Spreizer unsteril und voll autoklavierbar in einer speziellen Hochleistungs-Sterilisationsbox, was Wirbelsäulenchirurgen und Kliniken eine zuverlässige klinische Langlebigkeit garantiert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest