



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse Campbell

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de racine nerveuse Campbell

SKU RM-CNRR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Campbell Nerve Root Retractor	Longueur 8 ¾" (22.2 cm), lame large de 10-10.5 mm	\$69
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse Campbell est un instrument chirurgical rachidien spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction et une protection sûres et non traumatiques du sac thécal et des racines nerveuses sortantes lors d'une chirurgie de décompression lombaire. Conçu avec une tige allongée et mince, cet écarteur permet aux chirurgiens du rachis une visualisation profonde de l'espace interlaminaire tout en maintenant l'instrumentation manuelle hors du champ de vision direct du microscope.

Conçu pour une manipulation optimale des tissus nerveux, ce modèle d'écarteur de racine nerveuse Campbell présente une longueur totale de 8 ¾ pouces (22.2 cm) associée à un profil de lame large de 10 mm à 10.5 mm. Contrairement aux sondes à pointe étroite qui risquent une nécrose par pression focale, cette conception à lame large répartit les forces de traction uniformément sur les membranes neurales, berçant doucement les fibres nerveuses à l'écart des fraises rotatives, des pinces emporte-pièces à disque et des cages intersomatiques. Sa poignée ergonomique offre un retour tactile raffiné et un contrôle antidérapant lors des tâches délicates de discectomie.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit l'écarteur de racine nerveuse Campbell non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage protecteur, offrant aux blocs opératoires de chirurgie rachidienne et neurochirurgie du monde entier une précision et une résistance à la corrosion inégalées.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest