



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Smithwick Sinir Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Smithwick Sinir Ekartörü

SKU RM-SNR-29-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 17 cm, eğri künt kanca	RM-SNR-29-1-1	\$29
Orta Boy — 21 cm, eğri küt uçlu kanca	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standart — 29 cm, eğri künt kanca	RM-SNR-29-1-3	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Smithwick Sinir Ekartörü, derin anatomik koridorlarda güvenli, hassas sinir kökü manipülasyonu ve sempatik trunk mobilizasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir nöroşirürji ve omurga cerrahisi ekartörüdür. Uzatılmış ince gövde shaftı ile tasarlanan bu ekartör, omurga ve damar cerrahilerinin hassas nöral lifleri ve vasküler demetleri delinme, laserasyon veya makaslama travması riski olmaksızın temiz bir şekilde keşfetmesine, mobilize etmesine ve korumasına olanak tanır.

Paslanma ve malzeme kusurlarına karşı mutlak ömür boyu garanti ile desteklenen maksimum dayanıklılık ve korozyon direnci sunmak üzere üretilen bu Smithwick Sinir Ekartörü konfigürasyonu, derin retroperiton ve torasik boşluğa olağanüstü erişim sağlayan 29 cm (\$29) uzatılmış toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu tasarımı, sinir trunklarını güvenli bir şekilde kavramak için özel olarak konturlanmış atravmatik künt kavisli bir kancayı içeren asimetrik çift uçlu bir düzene sahiptir. Dengeli merkezi sapı, parmak ucuyla rotasyonel kontrol ve rafine dokunsal geri bildirim sağlar.

Steril olmayan, yeniden sterilize edilebilir ve parlama önleyici saten mat kaplamalı bir ameliyathane cihazı olarak sunulan Retractor Maker, Smithwick Sinir Ekartörünü sık yüksek sıcaklıklı otoklav işlemlerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki nöroşirürji, omurga ve damar cerrahisi üniteleri için sarsılmaz yapısal sertlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest