



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur du bord piriforme

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur du bord piriforme

SKU RM-PRR-17-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standard — 18.5 cm, lame 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur du bord piriforme est un instrument de rhinoplastie et de chirurgie maxillo-faciale essentiel, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une exposition osseuse sécurisée autour de l'ouverture nasale. Doté d'un bec d'ancrage anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens de s'arrimer fermement sur la marge piriforme latérale, écartant proprement la lèvre supérieure, la musculature paranasale et le périoste lors de l'utilisation de scies à os pendant les ostéotomies du milieu de la face.

Conçu pour un dégagement intra-oral optimal, cette configuration d'écarteur du bord piriforme présente une longueur totale de 17 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les bords de sa lame polis avec soin s'appuient fermement contre l'os cortical sans lacérer la muqueuse nasale fragile ni comprimer les faisceaux neurovasculaires paranasaux. Le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires une contre-traction manuelle stable tout au long des reconstructions maxillo-faciales complexes.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur du bord piriforme pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de reconstruction faciale et maxillo-faciale du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest