



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

フレキシブルネックレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



フレキシブルネック レトラクター

SKU RM-FNR-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
2本爪仕様 — 鋭または鈍	RM-FNR-1-1	\$29
3爪構成 — 鋭端または鈍端	RM-FNR-1-2	\$34
4爪セット — 鋭または鈍	RM-FNR-1-3	\$39

製品詳細

フレキシブルネックレトラクターは、複雑な頸部や顔面の輪郭に合わせて軟部組織の術野確保や切開創縁の牽引をカスタマイズできるように設計された、汎用性の高い手持ち式手術器具です。半マリアブル（可塑性）のネックセクションを採用しており、術中にシャフトを曲げて形状を整えることで、術野の遮蔽物を回避し、狭い術野での器具の密集を防ぐことができます。

多様な解剖学的部位に対応するため、16 cmの標準的な全長で設計されており、バランスの取れた手動操作と洗練された触覚フィードバックを提供します。本器具は、2本爪（\$29）、3本爪（\$34）、および幅広の4本爪（\$39）の3種類の爪構成から選択可能です。各構成において、強固な把持が可能な「鋭（Sharp）」チップと、神経血管構造や繊細な皮膚縁を安全に保護する「鈍（Blunt）」チップのいずれかを選択できます。

Retractor Makerは、光の反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、繰り返しの曲げ操作や標準的なオートクレーブ滅菌に耐えうるフレキシブルネックレトラクターを製造しています。耳鼻咽喉科、形成外科、一般外科のチームに、優れた汎用性、耐食性、そして完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest