



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Deaver Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Deaver Ekartör

SKU RM-DR-STD-1

\$59 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — Pediatrik, sığ abdominal ve tiroid ekarmanı	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Standart apendektomi ve minör laparotomi erişimi	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Orta derece abdominal duvar ve pelvik retraksiyon	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Standart erişkin eksploratif laparotomi ekartmanı	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Derin pelvik ve jinekolojik erişim	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Geniş visseral ve karaciğer deplasmanı	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Ekstra geniş abdominal duvar ve bariatrik visseral tutuş	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Derin retroperitoneal ve pelvik kanser cerrahisi	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Maksimum erişimli bariatrik ve aortik ekartman	RM-DR-STD-1-9	\$87

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Deaver Ekartör, büyük abdominal, torasik ve pelvik operasyonlar sırasında geniş, atravmatik yumuşak doku ve visseral deplasman sağlamasıyla dünya çapında tanınan temel bir cerrahi ekartördür. Derin bir kavis oluşturan uzun ve düz bıçak yapısıyla tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların karın duvarı, karaciğer, dalak ve bağırsakları operasyon koridorundan nazikçe uzaklaştırmasına olanak tanır.

Farklı anatomik derinliklerde tam prosedürel uyumluluk için tasarlanan Deaver Ekartör serisi, 15 farklı boyut kombinasyonunda üretilmektedir: 18 cm × 10 mm (\$59), 18 cm × 19 mm (\$61), 20 cm × 13 mm (\$63), 20 cm × 16 mm (\$65), 20 cm × 26 mm (\$67), 21 cm × 23 mm (\$69), 23 cm × 26 mm (\$71), 26 cm × 26 mm (\$73), 30 cm × 26 mm (\$75), 30 cm × 38 mm (\$77), 30 cm × 50 mm (\$79), 30 cm × 76 mm (\$81), 30 cm × 101 mm (\$83), 33 cm × 26 mm (\$85) ve 36 cm × 26 mm (\$87). Pürüzsüz ve parlatılmış bıçak kenarları mukozal ve serozal yırtılmaları önler.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Deaver Ekartör'ü ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ameliyathanelere olağanüstü dayanıklılık ve klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest