



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Saxena para Injerto Óseo

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador de Saxena para Injerto Óseo

**SKU** RM-SBGR-1

**\$124 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                                  | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 16.5 cm Variant — Estriado o Estriado cruzado    | RM-SBGR-1-1    | \$124        |
| 25.5 cm Variante — Serrada o con serrado cruzado | RM-SBGR-1-2    | \$149        |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Saxena Bone Grafting Retractor es un separador indispensable para cirugía ortopédica y reconstructiva, diseñado específicamente para proporcionar una estabilización ósea fiable y el desplazamiento de tejidos blandos durante la obtención de injertos óseos autólogos. Diseñado con mandíbulas texturizadas especializadas que se anclan de forma segura en la cresta ilíaca o en las cortezas tibiales, este instrumento evita el deslizamiento bajo tracción mecánica intensa, protegiendo los paquetes neurovasculares circundantes mientras se utilizan trépanos y osteótomos.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con garantía de por vida contra el óxido y defectos de fabricación, este Saxena Bone Grafting Retractor es altamente personalizable en dos perfiles de longitud total: una variante de 16.5 cm (\$124) optimizada para campos quirúrgicos más estrechos y confinados, y una variante extendida de 25.5 cm (\$149) diseñada para proporcionar un alcance amplio en sitios quirúrgicos profundos. Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden seleccionar entre dos configuraciones de mandíbula texturizada: un diseño de mandíbulas dentadas para un agarre lineal, o un diseño de mandíbulas con dentado cruzado para un anclaje óseo antideslizante multidireccional.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Saxena Bone Grafting Retractor para resistir un torque mecánico inmenso y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando

a los centros de trauma ortopédico, unidades de columna y clínicas maxilofaciales de todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest