



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Branche Montante Hargis (Medial Ramus)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Branche Montante Hargis (Medial Ramus)

SKU RM-HMRR-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Orienté Côté Gauche — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Orienté vers le côté droit — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Hargis Medial Ramus Retractor est un écarteur de chirurgie orthognathique spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir un accès sûr et dégagé à la face médiale de la branche montante de la mandibule. Conçu pour glisser délicatement entre le cortex médial de la branche et le muscle ptérygoïdien médial, cet instrument protège le nerf, l'artère et la veine alvéolaires inférieurs au-dessus du foramen mandibulaire lors des coupes d'ostéotomie horizontale.

Adapté aux approches chirurgicales bilatérales, le Hargis Medial Ramus Retractor présente une longueur totale fixe de 7 ¾ inches (19.7 cm, \$59). L'instrument est fabriqué selon deux formes anatomiques en miroir sélectionnables dans le menu : une version orientée vers la gauche et une version orientée vers la droite. L'extrémité incurvée et atraumatique de la lame enveloppe étroitement les bords postérieur et médial de la branche montante, empêchant le glissement des tissus tout en maintenant les mains de l'assistant chirurgical hors du champ opératoire.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique le Hargis Medial Ramus Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et reconstructeurs du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique optimale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest