



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mollison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mollison

SKU RM-MLR-155-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Mollison	15.5 cm de longitud total, 4×4 puntas agudas, cierre de cremallera	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para tránsito	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Mollison es un separador quirúrgico autoestático reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una retracción confiable y manos libres de tejidos blandos y periostio durante mastoidectomías, tiroidectomías y procedimientos craneales. Diseñado con brazos de apertura curvos, este instrumento mantiene los márgenes de la incisión abiertos bajo una tensión mecánica constante, eliminando la fatiga de la mano del asistente y manteniendo el campo visual libre de obstrucciones para el fresado de alta velocidad.

Fabricado en un diseño de tamaño estándar concebido para proporcionar una distribución equilibrada de la presión mecánica, esta configuración del Separador Mollison presenta una longitud total de la herramienta de 15.5 cm (\$99). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la configuración de las puntas incorpora una disposición asimétrica de 4 puntas agudas a la izquierda y 4 puntas agudas a la derecha (matriz 4×4). Las puntas agudas están meticulosamente diseñadas para sujetar los bordes de la piel de forma firme y precisa, mientras que la tensión equilibrada 4×4 distribuye la presión uniformemente para proteger los tejidos blandos circundantes de traumas por compresión localizada. El cierre de cremallera mecánica de la base se bloquea suavemente bajo contracción.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Mollison para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de otorrinolaringología, quirófanos de neurocirugía y clínicas de cirugía general de todo el mundo una resistencia excepcional a la

corrosión, estabilidad mecánica y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest