



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Super-Slide Laminectomy Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Super-Slide Laminectomy Retractor

SKU RM-SSLR-1

\$2,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ekartör Çerçevesi	Ekartör sisteminin ana yapısal gövdesi
4	Küçük Bleydler	Cerrahi ekartasyon için 2" derinliğinde küçük bleyd seçenekleri
4	Orta Bleydler	3" derinliğinde orta derinlikli bleyd seçenekleri
4	Büyük Bleydler	4" derinliğinde büyük derinlikli bleyd seçenekleri
4	Destekleyici Bleydler	4¾" derinliğinde ekstra derinlikli bleyd seçenekleri
1	Sterilizasyon Kutusu	Tüm setin düzenlenmesi ve saklanması için konteyner

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Super-Slide Laminectomy Retractor, kapsamlı posterior laminektomi ve spinal füzyon operasyonları sırasında güçlü ve kontrollü doku deplasmanı sağlamak üzere tasarlanmış sağlam, kendinden sabitlenen bir cerrahi ekartördür. Yoğun paraspinal kas sistemini, dış atlamadan veya kontra-traksiyon altında esnemenen ekarte edebilecek şekilde üretilen bu sistem, birden fazla vertebral segment üzerinde geniş ve sabit bir görsel koridor oluşturur.

İntraoperatif dönemde kusursuz ayarlama için tasarlanan bu eksiksiz Super-Slide Laminectomy Retractor sistemi, hassas mekanik ekartasyon uygulamak için rayı boyunca zahmetsizce kayan, hassas işlenmiş bir kayar kilitli (ratchet) çerçeveye sahiptir. Set; laminar sınırlara ve faset eklemlere güvenli bir şekilde oturacak şekilde tasarlanmış dört küçük bleyd (2" derinlik), dört orta bleyd (3" derinlik), dört büyük bleyd (4" derinlik) ve dört destekleyici bleyd (4¾" derinlik) içeren toplam 18 parçalık bir envanterden oluşur.

Parlamayı önleyen saten kaplamalı, birinci sınıf non-manyetik tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Super-Slide Laminectomy Retractor, Retractor Maker tarafından steril olmayan şekilde ve özel ağır hizmet tipi sterilizasyon kutusu içerisinde tam otoklavlanabilir olarak sunulur; bu da omurga cerrahları ve hastaneler için güvenilir klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest