



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Sims — Mango Hueco Ergonómico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Sims — Mango Hueco Ergonómico

SKU RM-SVRHGH-23-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
70 mm × 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Vaginal Sims — Mango Hueco Ergonómico representa una evolución ergonómica avanzada del clásico espéculo separador, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento profundo de la pared vaginal minimizando la fatiga manual del asistente. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto tipo "pico de pato" que termina en un labio de retención suave, este instrumento deprime la pared vaginal posterior de manera fluida, estableciendo un corredor quirúrgico estático y amplio hacia el cuello uterino y la bóveda apical.

Construido para ofrecer un perfil de superficie higiénico y suave con una garantía de por vida contra el óxido, este Separador Vaginal Sims — Mango Hueco Ergonómico cuenta con una longitud total extendida de 23 cm que mantiene las manos del asistente fuera del campo quirúrgico. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el perfil de la hoja roma atraumática está disponible en tres métricas de tamaño clínico: 70 mm × 25 mm (\$89), 76 mm × 38 mm (\$94) y 90 mm × 38 mm (\$99). Su mango hueco sellado herméticamente reduce drásticamente el peso total del instrumento a la vez que proporciona una estabilidad de agarre manual excepcional.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante en las superficies de manipulación, Retractor Maker fabrica el Separador Vaginal Sims — Mango Hueco Ergonómico para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros quirúrgicos obstétricos, ginecológicos y uroginecológicos de todo el

mundo una durabilidad superior, resistencia a la corrosión y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest