



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Нижнечелюстной желобоватый ретрактор по
Bremerich

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Нижнечелюстн ой желобоватый ретрактор по Bremerich

SKU RM-BMCR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Нижнечелюстной желобоватый ретрактор по Bremerich является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для безопасной и стабильной экспозиции нижнего и заднего краев ветви нижней челюсти. Изогнутая дистальная губка желоба надежно фиксируется вдоль кортикального края кости, экранируя лицевые сосуды и мягкие ткани от ротационных инструментов и осциллирующих пил.

Данная конфигурация ретрактора Bremerich Mandibular Channel Retractor с узким профилем лопатки 10 mm создана для точных манипуляций в ограниченном интраоральном пространстве, значительно улучшая хирургический доступ. Хирурги могут выбрать одну из двух рабочих длин: 18 cm (\$44) для стандартных операций в полости рта и 22.5 cm (\$49) для глубоких доступов к ветви челюсти. Эргономичная рукоятка обеспечивает ассистенту надежный нескользящий контроль, снижая утомляемость рук во время длительных процедур остеотомии.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, ретрактор производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая челюстно-лицевым и пластическим хирургам высокую коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest