



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ferreira breast augmentation Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira breast augmentation Retractor

SKU RM-FBAR-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Ferreira breast augmentation Retractor	5 1/8" (130 mm) Griff, 25 × 171 mm gebogenes, konisches Blatt	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ferreira breast augmentation Retractor ist ein international renommiertes Instrument der ästhetischen Chirurgie, das speziell für die breite, atraumatische Gewebemobilisierung und Taschenvisualisierung bei kosmetischen und rekonstruktiven Brustoperationen entwickelt wurde. Dank seines verlängerten, gebogenen Blattprofils ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen eine präzise Dissektion und Anhebung des Musculus pectoralis major, wodurch eine großzügige Arbeitstasche für das Einsetzen von Silikon- oder Kochsalzimplantaten geschaffen wird.

Konzipiert für maximale Gewebeschonung und Sicherheit, verfügt diese Konfiguration des Ferreira breast augmentation Retractor über einen 5 1/8-Zoll (130 mm) Griff (\$99) kombiniert mit einem 25 mm breiten und 171 mm langen Blatt. Die Blattgeometrie weist ein gebogenes, konisches Layout auf, das darauf ausgelegt ist, empfindliche Weichteilkonturen sicher zu stützen, ohne lokale Drucknekrosen oder Hauteinziehungen zu verursachen. Der ergonomische Griff ermöglicht dem chirurgischen Assistenzpersonal eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung während der gesamten Präparation tiefer Taschen.

Geschmiedet aus erstklassigem, medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien satinierten Mattoberfläche, fertigt Retractor Maker den Ferreira breast augmentation Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Teams in der plastischen, ästhetischen und onkologischen Brustchirurgie weltweit überlegene Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest