



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Golligher Self Retaining Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Ранорасширите ль Golligher Self Retaining Retractor

**SKU** RM-GSRR-SET-1

**\$299 USD**

## СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| КОЛИЧЕСТВО | КОМПОНЕНТ                                | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                                                                     |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Самоудерживающаяся абдоминальная рама    | Многоцелевая кольцевая рама для глубокого общехирургического доступа                   |
| 2          | Съемные цельные латеральные зеркала      | Плоские боковые панели (глубина 51 mm или 102 mm)                                      |
| 2          | Съемные центральные зеркала              | Слегка изогнутые зеркала, адаптированные к форме внутренних органов (51 mm или 102 mm) |
| 3          | Индивидуальные скользящие винтовые замки | Механические стопорные болты на каждом зеркале для снижения нагрузки                   |
| 2          | Эргономичные балки                       | Легкие профили рукояток с гладкими краями по периметру                                 |
| 1          | Защитный бокс / упаковка                 | Стандартная транспортная упаковка                                                      |

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Golligher Self Retaining Retractor — это признанная во всем мире хирургическая система для абдоминальных и тазовых операций, разработанная специально для обеспечения широкого многонаправленного смещения мягких тканей и внутренних органов во время колоректальных, гастроинтестинальных и глубоких тазовых вмешательств. Благодаря шарнирному кольцевому шасси этот инструмент позволяет хирургу размещать несколько цельных зеркал по периметру, удерживая брюшную стенку и органы таза в открытом состоянии под механическим натяжением без необходимости ручного удержания ассистентом.

Созданный в соответствии с клиническими стандартами, полный комплект Golligher Self Retaining Retractor (\$299) включает самофиксирующуюся абдоминальную раму, предназначенную для глубокого хирургического доступа. Система изготовлена вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и включает съемные цельные латеральные зеркала со специальными кромками для фиксации массивных слоев тканей, а также съемные центральные зеркала с небольшим изгибом для плавного прилегания к внутренним органам. Система может быть укомплектована набором зеркал Shallow Blade Pack (рабочая глубина 51 mm) или Deep Blade Pack (рабочая глубина 102 mm), каждое из которых фиксируется индивидуальными винтовыми замками для снижения утомляемости хирурга.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Golligher Self Retaining Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения колоректальной хирургии, травматологические операционные и центры реконструкции органов таза по всему миру исключительной структурной стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest