



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Пальцевой ретрактор Блэра (Blair)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Пальцевой ретрактор Блэра (Blair)

SKU RM-BFR-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
4-зубца Тупой конец	RM-BFR-1-1	\$94
4-зубца Острый конец	RM-BFR-1-2	\$94

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пальцевой ретрактор Блэра — это специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения точной и нескользящей тракции мягких тканей во время пластических, реконструктивных операций и операций на кисти. Благодаря эргономичной четырехзубой рабочей части инструмент позволяет хирургу захватывать и приподнимать деликатные кожные и подкожные лоскуты, не разрывая и не раздавливая края тканей.

Данная конфигурация ретрактора Блэра, созданная для стабильного ручного контроля, оснащена цельным жестким стержнем длиной 14 см (\$94), обеспечивающим оптимальную механическую устойчивость и доступ в узкие операционные карманы. Хирурги могут выбирать между 4-зубой острой рабочей частью для надежной фиксации в плотных соединительных тканях или 4-зубой тупой рабочей частью, предназначенной для защиты хрупких сосудисто-нервных структур. Плоская рукоятка шириной 6.0 mm спроектирована таким образом, чтобы обеспечить удобный захват без утомления рук во время длительных оперативных вмешательств.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, ретрактор Блэра от Retractor Maker выдерживает многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая центрам пластической, ортопедической и дерматологической хирургии высокую коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest