



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Brewster Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Brewster Retractor

SKU RM-BRW-1

\$159 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klasse 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Klasse 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Klasse 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Klasse 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Klasse 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Brewster Retractor ist ein anpassungsfähiger chirurgischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige, rutschfeste Freilegung tiefer Weichteilschichten, Muskelebenen und Wundränder konzipiert wurde. Mit seinem robusten Schaft und dem anatomisch konturierten distalen Blatt ermöglicht dieses Instrument dem Operationsassistenten einen kontinuierlichen, festen Gegenzug, ohne empfindliche Geweberänder zu traumatisieren.

Die Brewster Retractor-Serie wurde für vielseitige chirurgische Einsätze in unterschiedlichen anatomischen Tiefen entwickelt und bietet fünf standardisierte Blattgrößen: Größe 'A' (6.3 × 4.7 cm, \$179), Größe 'B' (5.7 × 4.4 cm, \$174), Größe 'C' (5.1 × 3.5 cm, \$169), Größe 'D' (4.4 × 2.5 cm, \$164) und Größe 'E' (1.9 × 3.8 cm, \$159). Jede Größe verfügt über eine glatte Haltelippe, die sicher hinter Faszien- und Muskelrändern greift, ein Verrutschen verhindert und ein klares Operationsfeld gewährleistet.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, stellt Retractor Maker den Brewster Retractor so her, dass er starkem

mechanischem Zug und repetitiven Sterilisationszyklen standhält. Dies bietet chirurgischen Teams in der Allgemein-, plastischen und orthopädischen Chirurgie eine langlebige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest