



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Heaney Simon Vaginal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Heaney Simon V aginal-Retraktor

SKU RM-HSVR-1

\$139 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
27.0 cm (10.6") — kleine, mittlere, große Profile	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — kleine, mittlere, große Profile	RM-HSVR-1-2	\$149

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Heaney Simon Vaginal-Retraktor ist ein international anerkanntes Instrument für die Gynäkologie und beckenrekonstruktive Chirurgie, das speziell für die tiefe, stabile Verdrängung der Vaginalwand und die Visualisierung des apikalen Gewölbes entwickelt wurde. Mit seinem verlängerten, gebogenen Spatelblatt drückt dieses Instrument die hintere Vaginalwand und den Beckenboden sanft nach unten und schafft so einen weiten Sichtkanal zum Gebärmutterhals und zur peritonealen Umschlagfalte.

Konzipiert für starken Gegenzug im Beckenbereich, ist der Heaney Simon Vaginal-Retraktor in zwei Gesamtlängen erhältlich: 27 cm (10,6 Zoll, 139 \$) und eine verlängerte Ausführung mit 29,2 cm (11,5 Zoll, 149 \$) für tiefe Beckenstrukturen oder paritäre Anatomien. Das Instrument ist über das Konfigurationsmenü in drei Standardgrößen kategorisiert, um eine optimale Blattfläche für unterschiedliche vaginale Kapazitäten zu gewährleisten. Sein ergonomischer Drop-Griff bietet chirurgischen Assistenten eine stabile Hebelwirkung beim Ziehen und minimiert die Ermüdung der Hände bei langwierigen Eingriffen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Heaney Simon Vaginal-Retraktor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Teams in der Geburtshilfe, Gynäkologie und Urogynäkologie weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest