



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

SKU RM-BSAGSRS-1

\$2,199 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	StrongArm PLUS Halter zur Obermontage	Höhenverstellbar / Gelenkig
1	Robuste Schienenklemme	Kompatibel mit OP-Tischschiene
2	Rätschen-Mechanismen	Standard, ohne Kippfunktion
6	Kipp-Rätschen-Mechanismen	Winkelverstellbar
1	Segmentring	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Segmentring	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour-Valve	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly-Valven	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly-Valve	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington-Valve	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi-Valve	Standard
1	Biegsame Valve	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Biegsame Valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Biegsame Valve	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Sterilisationsbehälter	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System ist ein selbsthaltendes Wundspreizersystem, das auf dem StrongArm PLUS Halter montiert ist. Der Halter wird am Operationstisch verankert und stützt den Retraktorrahmen, wodurch eine stabile, freihändige chirurgische Exposition bei offenen allgemeinchirurgischen Eingriffen gewährleistet wird.

Das Montagesystem besteht aus einem höhenverstellbaren, gelenkigen StrongArm PLUS Halter zur Obermontage und einer robusten Schienenklemme, die mit der Tischschiene kompatibel ist. Es werden zwei Segmentringe mitgeliefert — 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) und 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) —, sodass der Rahmen an die Länge der Inzision angepasst und rekonfiguriert werden kann.

Zwei Standard-Rätschen ohne Kippfunktion und sechs winkelverstellbare Kipp-Rätschen fixieren jede Valve in der gewünschten Tiefe und im erforderlichen Winkel. Das Valven-Sortiment umfasst eine Balfour-Valve, vier Kelly-Valven in den Längen 3", 4", 5" und 6", eine Harrington-Valve, eine Gelpi-Valve sowie vier biegsame Valven in den Größen 3" × 6", 2" × 6" und 1½" × 6", wodurch ein breites Spektrum allgemeinchirurgischer Expositionen abgedeckt wird.

Alle Komponenten sind aus unmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt. Das Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System ist fabrikneu, wiederverwendbar und voll autoklavierbar. Es wird unsteril geliefert — Reinigung und Sterilisation müssen vor Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung erfolgen. Das System wird in einem Sterilisationsbehälter für die organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert. Retractor Maker fertigt das System in Sialkot, Pakistan, und beliefert Krankenhäuser, Chirurgen und Händler direkt, bei einer Mindestbestellmenge von einem kompletten Set.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest