



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken -
Glasfaser-Lichtleiter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken - Glasfaser-Lichtleiter

SKU RM-FBAR-FO-1

\$129 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken - Glasfaser-Lichtleiter	5 1/8" Länge, 25 x 171 mm gebogenes Blatt, Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Anschluss für Standard-OP-Lichtkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken - Glasfaser-Lichtleiter ist ein erstklassiges, beleuchtetes Instrument für die ästhetische Chirurgie, das speziell für eine überlegene Visualisierung der Gewebetasche und eine sanfte Weichteilelevation während der Mammoplastik entwickelt wurde. Durch die Bündelung hochintensiver Glasfaserbeleuchtung entlang der Unterseite seines Blattes eliminiert dieses Instrument dunkle Nischen in tiefen subpektoralen Taschen und ermöglicht es Chirurgen, die Hämostase zu überprüfen und Implantate mit absoluter Sicherheit zu positionieren.

Konzipiert für maximale Raumfreiheit und Sicherheit, verfügt dieses spezialisierte Modell des Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken - Glasfaser-Lichtleiter über eine Gesamtlänge von 5 1/8 inches (13.0 cm) gepaart mit einem 25.0 mm breiten und 171.0 mm langen Blatt. Sein gebogenes und konisch zulaufendes Design gewährleistet eine sanfte Hautablenkung und Weichteilmanipulation, wodurch Scherkräfte an den Hauträndern vermieden werden. Das integrierte Glasfaser-Lichtbündel verfügt über einen Universalanschluss, der mit Standard-Lichtleitkabeln im Operationssaal (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmittierenden optischen Glasfasern mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Ferreira Brustvergrößerungs-Wundhaken - Glasfaser-Lichtleiter unsteril und voll autoklavierbar in einer

Schutzverpackung. Er bietet Chirurgen in der kosmetischen, plastischen und onkologischen Brustchirurgie hohe Haltbarkeit und optische Klarheit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest