



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Judd-Masson Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Judd-Masson Self Retaining Retractor

SKU RM-JMSR-399-1

\$399 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hochbelastbarer selbsthaltender Basisrahmen	Mehrpunkt-Chassis für breite 3D-Sichtbarkeit
2	Feststehende flache Seitenvalven	69 mm tiefe, nach außen gerichtete Segmente mit schützenden 90-Grad-Fensterungen
1	Verstellbare Mittelvalven-Komponente	Massive Flachvalve zur sicheren Anpassung an innere Organstrukturen
1	Doppel-Ratschenarretierung	Duale mechanische Arretierclips zur Steuerung der Expansion beider Valvensysteme
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichtgewichtige, strukturierte Griffe mit gewbeschonenden Kanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Judd-Masson Self Retaining Retractor ist ein international anerkanntes chirurgisches Retraktorsystem für die Urologie und den Beckenbereich, das speziell für die sichere, multidirektionale Weichteil- und Eingeweideverdrängung bei offenen suprapubischen urologischen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ultra-starren Mehrpunkt-Chassis hält dieses Instrument die Bauchwand, die Rectusmuskulatur und die Blasenränder unter mechanischer Arretierung offen, wodurch die Ermüdung der Assistentenhände vermieden und gleichzeitig ein breiter, statischer Sichtkorridor in das Blasenlumen gewahrt wird.

Dieses nach klinischen Spezifikationen gefertigte Judd-Masson Self Retaining Retractor Komplettsset (\$399) verfügt über einen hochbelastbaren selbsthaltenden Basisrahmen, der für eine breite 3D-Sichtbarkeit in Becken- und Bauchräumen konstruiert wurde. Das aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte System weist eine operative Standardtiefe von 68 mm auf, kombiniert mit einem Seitenvalvenprofil von 69 mm tiefen, nach außen gerichteten Gewebeblättern mit schützenden 90-Grad-Fensterungen. Die verstellbare, massive, flache Mittelvalve passt sich sicher an tiefe innere Organstrukturen an, während die manuelle Doppel-Ratschenarretierung die Expansionseinstellungen für beide Valvensysteme bis zu einem horizontalen Limit von 120 mm steuert.

Mit einem blendfreien Satin-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Judd-Masson Self Retaining Retractor so an, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet urologischen Operationssälen, Zentren für Beckenrekonstruktion und allgemein chirurgischen Abteilungen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest