



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Patela

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Patela

SKU RM-PTR-9IN-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Patella Retractor	Comprimento de 9" (22.86 cm), apoio de 22 mm, lâmina de 16 mm, ponta em gancho	\$84
Estojo / Caixa Protetora	Embalagem de transporte individual	\$84

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Patela é um instrumento cirúrgico ortopédico indispensável, projetado especificamente para proporcionar eversão e deslocamento seguros e antiderrapantes da patela e do tendão patelar durante artroplastias totais de joelho e reconstruções articulares. Projetado para se fixar sob a margem patelar, este afastador permite que as equipes cirúrgicas mobilizem o mecanismo extensor para longe do fêmur distal, estabelecendo um amplo corredor visual para o ligamento cruzado anterior e os côndilos femorais.

Construído para garantir durabilidade absoluta e resistência à corrosão, esta configuração dedicada do Afastador de Patela apresenta um comprimento total da ferramenta de 9 inches (22.86 cm, \$84). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), sua geometria estrutural elegante e alongada incorpora um apoio patelar de 22 mm de largura combinado com uma lâmina inferior de 16 mm com borda levemente curva e um layout funcional de ponta em gancho. Este perfil anatômico assenta-se firmemente atrás do osso cortical e dos tecidos moles sem esmagar a cartilagem articular patelar. O cabo ergonômico oferece alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Patela para suportar alto torque ortopédico e repetidos ciclos de autoclave hospitalar, fornecendo aos especialistas em medicina esportiva e cirurgiões reconstrutores de joelho em todo o mundo força mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest