



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Balfour Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Balfour Retraktor

SKU RM-BR-STD-1

\$299 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Balfour Spreizrahmen	200 × 155 mm, 200 × 235 mm oder 200 × 265 mm
1 Paar	Laterale Retraktionsvalven	Integriert/Abnehmbar (60 mm oder 90 mm Tiefe)
1	Verstellbare Zentralvalve	47 × 80 mm, 62 × 76 mm oder 80 × 80 mm
1	Schutzverpackung	Individuelle Transportbox

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Balfour Retraktor ist ein grundlegender selbsthaltender Wundspreizer, der für die stabile, freihändige Trennung der Wundränder bei allgemeinen abdominalen und pelvinen Operationen konzipiert wurde. Durch die Verwendung einer leichtgängigen Gleitschiene und eines sicheren Schraubbarretierungsmechanismus gewährleistet dieses Instrument eine bilaterale Retraktion der Bauchwand bei gleichzeitiger Entlastung des Assistenzpersonals.

Um einer Vielzahl von chirurgischen Inzisionen und Patientenprofilen gerecht zu werden, wird der Balfour Retraktor in drei standardisierten klinischen Konfigurationen gefertigt: ein 200 × 155 mm Rahmen (mit 47 × 80 mm Zentralvalve und 60 mm tiefen Lateralvalven), ein 200 × 235 mm Rahmen (mit 62 × 76 mm Zentralvalve und 60 mm tiefen Lateralvalven) sowie ein großer 200 × 265 mm Rahmen (mit 80 × 80 mm Zentralvalve und 90 mm tiefen Lateralvalven). Jede Option verfügt über eine verstellbare Zentralvalve am dritten Arm, um die Blase oder viszerale Inhalt atraumatisch zu verlagern.

Hergestellt aus hochfestem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Balfour Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in einer individuellen Schutzverpackung, um chirurgischen Abteilungen weltweit robuste Langlebigkeit und zuverlässige

klinische Leistung zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest