



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica

SKU RM-PPIOR-FO-23-1

\$149 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica	Longitud de 23 cm, hoja de 25.5 mm de ancho, haz de luz de fibra óptica
1	Adaptador universal de cable de luz	Se conecta a cables de luz estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica es un retractor quirúrgico maxilofacial iluminado de primera línea, diseñado específicamente para combinar la protección neurovascular con iluminación óptica directa y sin sombras durante intervenciones ortognáticas complejas. Al dirigir luz de alta intensidad detrás de la tuberosidad del maxilar, este separador ilumina la unión pterigomaxilar posterior, permitiendo a los cirujanos ejecutar cortes de osteotomía con absoluta confianza visual.

Construido para ofrecer una durabilidad estructural superior con facilidad de manejo, esta configuración del Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica presenta una longitud total del instrumento de 23 cm (\$149). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la hoja de trabajo incorpora una disposición expansiva de 25.5 mm de ancho optimizada explícitamente para maniobras con osteótomos Le Fort. Su haz de luz de fibra óptica incorporado incluye un conector universal compatible con cables de fuente de luz estándar de quirófano (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), eliminando las sombras en túneles intraorales profundos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Intraoral Petri Pterygoid con Fibra Óptica para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de cirugía maxilofacial, ortognática y craneofacial de todo el mundo una claridad óptica excepcional,

una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest