



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen
Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen Ekartörü

SKU RM-TRSAGCR-26-1

\$109 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen Ekartörü	10 ¼" (26.03 cm) uzunluk, 24 mm çift çatallı uç, ergonomik sap	\$109
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$109

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen Ekartörü, anatomik ve ters omuz rekonstrüksiyonları sırasında proksimal humerusun güvenilir kemik kaldırıcı ve posterior deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir ortopedik cerrahi alettir. Glenoid kenarı ve humerus boynu arkasına oturacak şekilde tasarlanan bu ekartör, cerrahi ekiplerin humerusu posteriora itmesine olanak tanıyarak baz plakası tespiti ve glenosfer bileşeni yerleşimi için doğrudan glenoid boşluğuna doğru geniş bir görsel koridor oluşturur.

Paslanmaya ve malzeme kusurlarına karşı ömür boyu garanti sunarken yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen Ekartörü konfigürasyonu, 10 ¼ inç (26.03 cm, \$109) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, humerus kemiği kortekslerini ve ağır kapsüller dokuları kaymadan temiz bir şekilde kavrayacak şekilde form verilmiş 24 mm genişliğinde çift çatallı bir geometriye sahiptir. Sap düzeneği, uzun süreli eklem hazırlığı boyunca konforlu, güvenli ve kaymaz kontrol sağlamak için ergonomik bir sapa entegre edilmiş uzatılmış tek uçlu bir mimariye sahiptir.

Steril olmayan, yeniden sterilize edilebilir bir ameliyathane cihazı olarak parlama önleyici saten mat kaplama ile sunulan Retractor Maker, Total ve Ters Omuz Artroplastisi Glenosfer Bileşen Ekartörünü yüksek mekanik torka dayanacak şekilde üretmektedir. Dünya çapındaki omuz rekonstrüksiyon üniteleri ve spor hekimliği merkezleri için olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest