



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Costal Finochietto-Baby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Costal Finochietto-Baby

SKU RM-FBRS-100-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Guia Deslizante Paralelo	Sistema de trilho miniatura projetado para deslizar em espaços pediátricos restritos
2 (Par Fixo)	Lâminas Anguladas Fixas	Blocos laterais de 31 mm x 31 mm para fixação óssea com fenestrações circulares
1	Trava de Parafuso Giratória Integrada	Trava estrutural manual posicionada para segurar firmemente a expansão da estrutura
2	Braços de Extensão Ergonômicos	Cabos estruturados ultraleves projetados com bordas lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Costal Finochietto-Baby é um retrator cirúrgico torácico pediátrico especializado, projetado especificamente para proporcionar a separação gradual e segura das costelas e exposição da parede torácica durante toracotomias infantis e intervenções cardioráscicas pediátricas. Desenvolvido com um trilho guia reduzido, este instrumento permite que os cirurgiões distribuam as forças mecânicas de afastamento suavemente sobre as costelas frágeis, prevenindo fraturas costais e mantendo um corredor visual desobstruído na cavidade torácica.

Construído especificamente para campos operatórios pediátricos restritos, esta configuração do Afastador Costal Finochietto-Baby (\$299) apresenta lâminas laterais fenestradas fixas medindo 31 mm x 31 mm, otimizadas anatomicamente para a anatomia neonatal e pediátrica. Fabricado artesanalmente em Aço

inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o trilho deslizante paralelo abre-se até uma capacidade máxima de expansão de 100 mm. As fenestrações circulares das lâminas garantem uma fixação positiva nas bordas delicadas das costelas, enquanto a trava de parafuso giratória integrada mantém com segurança a retração escolhida sem deslizamentos, eliminando a fadiga do assistente durante procedimentos delicados.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Costal Finochietto-Baby para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia cardíaca pediátrica, hospitais infantis e centros torácicos congênitos em todo o mundo uma excepcional durabilidade estrutural, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest