



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse Hess

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de racine nerveuse Hess

SKU RM-HNRR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
10.0 cm — lame de 3.0 mm - 4.0 mm — standard	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — lame de 5.0 mm - 7.0 mm — standard	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse Hess est un instrument de neurochirurgie et de chirurgie rachidienne spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction et une protection sûres et non traumatiques des racines nerveuses transverses et du sac thécal lors des interventions sur les disques lombaires. Conçu avec une extrémité de travail coudée et un embout en forme de cupule, cet écarteur permet aux chirurgiens du rachis de mobiliser doucement les fibres nerveuses vers le milieu, exposant ainsi la hernie discale intervertébrale sans risque de neuropraxie par traction.

Conçue pour s'adapter aux différentes profondeurs rachidiennes, cette série d'écarteurs de racines nerveuses Hess présente trois portées physiques distinctes : 10.0 cm (\$69), 12.0 cm (\$74) et 17.5 cm (\$79). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose quatre options de largeur de lame : 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm et 7.0 mm. La géométrie structurelle de sa lame combine une architecture coudée avec un ensemble de poignée ergonomique spécialisée qui offre aux chirurgiens un retour tactile exceptionnel et un levier manuel sans fatigue sous éclairage microscopique.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de racine nerveuse Hess pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de neurochirurgie et aux centres de chirurgie orthopédique du rachis du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest