



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Richardson à poignée anneau

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Richardson à poignée anneau

SKU RM-RRLH-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
9 ½" (24.13 cm) — lame courbe à angle droit, poignée en anneau	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — lame courbe à angle droit, poignée en anneau	RM-RRLH-1-2	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Richardson à poignée anneau est un écarteur chirurgical manuel essentiel, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement fiable des tissus mous et des muscles lors des interventions abdominales et pelviennes ouvertes. Doté d'une lame classique incurvée à angle droit se terminant par une lèvre de retenue descendante, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction manuelle constante sur des plans tissulaires denses sans glissement ni ischémie marginale locale.

Conçue pour résister à des contraintes physiques importantes et à des stérilisations fréquentes en autoclave tout en restant totalement résistante à la corrosion, cette série d'écarteurs Richardson est proposée en deux longueurs totales : 9 ½ inches (24.13 cm, \$54) et 10 inches (25.40 cm, \$59). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la lame intègre un bord unique coudé à angle droit qui maintient fermement les corps musculaires et les viscères. La structure intègre une poignée ergonomique en anneau (Loop Handle) adaptée pour minimiser la fatigue manuelle et garantir une prise antidérapante pendant les procédures chirurgicales de plusieurs heures.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Richardson à poignée anneau pour supporter les cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires de chirurgie générale, gynécologique et traumatologique du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest