



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Sistrunk

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Sistrunk

SKU RM-STR-153-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Sistrunk	Longueur totale 15.3 cm, lames doubles de $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm), manche plat	\$49
Pochette / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Sistrunk est un instrument indispensable en chirurgie de la tête, du cou et endocrinienne, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement sûr et atraumatique des tissus mous lors de l'excision de kystes du tractus thyroïdienne (procédure de Sistrunk) et des dissections cervicales. Doté d'une architecture à double lame, cet instrument permet aux chirurgiens de soulever proprement les bords cutanés, le fascia cervical et les muscles sous-hyoïdiens, établissant un couloir visuel dégagé vers l'os hyoïde sans comprimer les structures antérieures délicates du cou.

Construit pour offrir une durabilité maximale et une résistance à la corrosion, soutenu par une garantie à vie contre la rouille, cette configuration de l'écarteur Sistrunk présente une longueur totale de 15.3 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur de la lame de travail intègre une disposition de $\frac{3}{8}$ pouce (env. 9.5 mm) avec des bords arrondis et lisses pour protéger les lambeaux tissulaires délicats de toute déchirure. La géométrie structurelle intègre un châssis à double lame dans un manche à poignée centrale plate qui offre aux assistants opératoires un effet de levier manuel sans fatigue.

Fourni comme un dispositif de bloc opératoire non stérile et restérilisable avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Sistrunk pour résister à des cycles de stérilisation fréquents, offrant aux blocs opératoires ORL, aux centres d'endocrinologie et aux cliniques de chirurgie plastique du monde entier une fiabilité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest