



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autostático de Mola (Spring Wire Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autostático de Mola (Spring Wire Retractor)

SKU RM-SWR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3, ou 4×4 dentes	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — Dentes 1×1, 3×3 ou 4×4	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — 1×1, 3×3, ou 4×4 dentes	RM-SWR-1-3	\$60

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Spring Wire Retractor é um afastador cirúrgico autostático especializado, projetado especificamente para fornecer exposição contínua de tecidos moles e margens de feridas durante procedimentos microvasculares, de mão, plásticos e oftalmológicos. Projetado com uma alça de arame com ação elástica de mola, este instrumento exerce contra-tração lateral contínua e calibrada, liberando as mãos do assistente enquanto mantém um campo visual desobstruído sob alta magnificação cirúrgica.

Construído para se adaptar a diversas profundidades anatômicas, esta série Spring Wire Retractor apresenta uma extensa matriz de variações em seis comprimentos totais: 8.6 cm (\$44), 8.9 cm (\$46), 11.5 cm (\$48), 12.8 cm (\$50), 13.0 cm (\$52) e 22.8 cm (\$60). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as extremidades de trabalho oferecem configurações de dentes selecionáveis, incluindo arranjos de 1×1 dentes, 3×3 dentes e 4×4 dentes. Cada ponta de dente é finamente polida para ancorar com segurança nas margens da ferida sem causar rasgos ou lesões por esmagamento focal.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Spring Wire Retractor para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar sem perda da elasticidade da mola, proporcionando a microcirurgias e centros cirúrgicos ambulatoriais em todo o mundo uma excepcional resistência à corrosão,

resiliência estrutural e completa confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest