



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

McBurney Thyroid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



McBurney Thyroid Retractor

SKU RM-MTR-19-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard — 7.5 in, 16x10 mm Blatt	RM-MTR-19-1-1	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der McBurney Thyroid Retractor ist ein spezialisierter endokriner und zervikaler Wundhaken, der speziell für die sichere, atraumatische Weichteilverlagerung und Riemenmuskelretraktion bei Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenoperationen entwickelt wurde. Dank seines anatomisch gekrümmten, rechtwinkligen Blattes ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team eine sanfte Mobilisierung des M. sternohyoideus und M. sternothyroideus weg von der Schilddrüse, wodurch ein freies Operationsfeld geschaffen wird, während benachbarte neurovaskuläre Strukturen geschützt bleiben.

Konzipiert für eine ausgewogene mechanische Hebelwirkung bei diffizilen Halspräparationen, weist diese spezielle Konfiguration des McBurney Thyroid Retractor eine Gesamtlänge von 19 cm (\$49) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument garantiert dauerhafte Korrosionsbeständigkeit. Das Arbeitsende verfügt über ein 16 mm langes und 10 mm breites Blattprofil mit abgerundeten, atraumatischen Rändern, die lokale Gewebequetschungen oder Risse verhindern. Der ergonomische Flachgriff bietet dem Assistenten eine stabile manuelle Hebelwirkung bei längeren Eingriffen.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den McBurney Thyroid Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet endokrinen Operationssälen, HNO-Abteilungen und allgemein chirurgischen Kliniken weltweit eine außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest