



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

小児用リボン開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



小児用リボン開創器

SKU RM-PRR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54

製品詳細

小児用リボン開創器は、新生児および小児の術野において、安全で非侵襲的な組織変位と内臓保護を提供するために設計された、不可欠な可鍛性手術用レトラクターです。延性の高いフラットなリボン状ブレードを採用しているため、小児外科医は症例ごとの乳幼児の解剖学的曲線に合わせて術中に形状を調整でき、繊細な内臓への局所的な圧迫損傷を回避できます。

本シリーズは、術野に適した長さや幅を組み合わせたアダプティブ・セレクション・マトリックスに基づいて構築されており、全長 17.5 cm (\$44)、20.0 cm (\$49)、22.0 cm (\$54) の3種類を用意しています。最高品質の外科プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から職人の手で作り上げられており、狭い術野用の 8 mm、標準的な乳幼児の手術用の 10 mm、より広い腹壁保持用の 12 mm の3つの有効幅から選択可能です。滑らかに研磨されたエッジが漿膜の裂傷を防ぎ、可鍛性の本体は組織からの反力に対してもスプリングバックすることなく成形した形状を維持します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker の小児用リボン開創器は、繰り返される術中の曲げ加工や病院での滅菌サイクルに耐えるよう製造されています。優れた延性、耐食性、完全なオートクレープ耐久性を備え、世界中の小児外科センターや先天性心疾患センターに提供されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest