



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Converse Alar Ekartör Çift Taraflı

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Converse Alar Ekartör Çift Taraflı

SKU RM-CARDE-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
10 mm Geniş Açıklık	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Geniş Açıklık	RM-CARDE-1-2	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Converse Alar Ekartör Çift Taraflı, estetik ve rekonstrüktif burun prosedürleri sırasında burun deliği marjının ve alar kıkırdagının güvenli, atravmatik ekarte edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış klasik bir rinoplasti cerrahi ekartördür. Ergonomik çift uçlu profili ile tasarlanan bu alet, cerrahların alet değiştirmeden değişken burun deliği çaplarına anında uyum sağlamasına olanak tanır.

Dar cerrahi alanlarda hassas kullanım için üretilen bu Converse Alar Ekartör Çift Taraflı modeli, 4 inç (10.2 cm) toplam profile sahiptir. Çalışma uçları, seçilebilir çift uçlu açıklıklara sahip özel kavisli kanca uçlar içerir: dar vestibüler koridorlar için bir uçta 10 mm genişliğinde bir açıklık (\$49) ve daha geniş alar taban elevasyonu için karşı uçta 14 mm genişliğinde genişletilmiş bir açıklık (\$54). Pürüzsüz, yuvarlatılmış uç kenarları, hassas vestibüler cildin ve mukoza zarlarının yırtılmasını önler.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Converse Alar Ekartör Çift Taraflı ürününü sıkı klinik standartlara göre üreterek dünya çapındaki plastik cerrahi ve KBB ameliyathaneleri için yüksek korozyon direnci, mükemmel dokunsal hassasiyet ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest