



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kelly Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kelly Retractor

SKU RM-KLR-26-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99

製品詳細

Kelly Retractorは、大規模な開腹手術において広範囲かつ愛護的に軟部組織や腹壁を排除するために特別に設計された、伝統的な深部空洞用手術器具です。先端にソフトな保持リップを備えた細長い直角ブレードにより、手術チームは厚い筋肉層、脂肪組織、および内臓を術野からきれいに遠ざけることができます。

深部空洞の確実な視認性を確保するために構築されたこの Kelly Retractor は、全長 26 cm の固定された均一な長さを維持し、助手の手の手が術野の外側に位置するように設計されています。この器具は、購入メニューのパラメータから選択可能なブレード表面サイズを提供しています：55 mm × 60 mm (\$89)、70 mm × 40 mm (\$94)、および広大な 95 mm × 60 mm (\$99) のプロファイルで、一般的なメニュー幅は 2 ~ 4 cm、長さは 5 ~ 8 cm に及びます。人間工学に基づいたハンドルは、数時間に及ぶ手術を通じて快適な手動レバレッジと優れた安定性を提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質な医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の Kelly Retractor は、重い機械的負荷や繰り返されるオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の一般外科、産婦人科、整形外科の手術室に揺るぎない臨床的耐久性と信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest