



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cobra com Apoio de Mão

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Cobra com Apoio de Mão

SKU RM-CRHR-1

\$169 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Cobra com Apoio de Mão	10.22" de comprimento, lâmina de 32 mm, apoio de mão integrado	\$169
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$169

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cobra com Apoio de Mão é um afastador cirúrgico ortopédico avançado, projetado especificamente para fornecer alavancagem mecânica superior e minimizar a fadiga do assistente durante a artroplastia total de quadril e cirurgias reconstrutivas de articulação. Desenvolvido com uma plataforma ergonômica de apoio de mão integrada ao cabo, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos estabilizem a pegada e apoiem a mão, sustentando altas cargas de contração com facilidade.

Construído para um afastamento anatômico suave, este modelo de Afastador Cobra com Apoio de Mão apresenta um comprimento total de 10.22 polegadas (\$169) combinado com uma lâmina de 32 mm de largura. Sua arquitetura de padrão curvo é projetada para facilitar a retração suave de tecidos profundos ao redor dos contornos dos ossos femoral e pélvico, deslizando sob camadas musculares densas sem romper o perióstio. A ponta distal engancha-se firmemente nas bordas corticais para evitar deslocamentos acidentais durante a fresagem articular vigorosa.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de alta resistência com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Cobra com Apoio de Mão para suportar forças intensas de alavancagem e ciclos repetidos de autoclavagem hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia ortopédica um conforto e confiabilidade clínica inigualáveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest