



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ragnell-Davis Wundhaken doppelseitig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ragnell-Davis Wundhaken doppelseitig

SKU RM-RDDR-49-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Flach / Rund)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Flach / Rund)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Flach / Rund)	RM-RDDR-49-1-3	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ragnell-Davis Wundhaken doppelseitig ist ein unverzichtbarer manueller Retraktor, der speziell für die sichere, atraumatische Weichteilverschiebung und Wundrandeinstellung in der plastischen, rekonstruktiven und Handchirurgie entwickelt wurde. Durch die feinen, rechtwinkligen Valven an beiden Enden des zentralen Griffs ermöglicht dieses Instrument einen mühelosen Wechsel zwischen oberflächlicher Hautretraktion und tieferer subkutaner Gewebekhaltung, ohne das Instrument tauschen zu müssen.

Diese Ragnell-Davis Wundhaken-Serie ist in einer adaptiven Auswahlmatrix mit drei Gesamtlängen erhältlich: 15 cm, 15.5 cm und 16 cm (\$49). Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet wahlweise einen Flachgriff oder einen Rundgriff für eine verbesserte Rotation zwischen den Fingerspitzen. Chirurgen können aus drei doppelseitigen Blattkombinationen wählen: 2.5 mm × 8 mm gepaart mit 5 mm × 15 mm, 3 mm × 9 mm gepaart mit 5 mm × 17 mm oder 4 mm × 8 mm gepaart mit 6 mm × 15 mm. Die glatten, abgerundeten Valvenränder schützen empfindliche subdermale Gefäßgeflechte.

Retractor Maker fertigt den Ragnell-Davis Wundhaken mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, extreme strukturelle Stabilität und

vollständige Autoklavierbarkeit für Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest