



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Jackson 気管開口レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jackson 気管開口レトラクター

SKU RM-JTR-14-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Jackson 気管開口レトラクター	全長 14 cm、8.0 mm 鋭利フック、フラットハンドル	\$29
保護スリーブ / ボックス	輸送用個別パッケージ	\$29

製品詳細

Jackson 気管開口レトラクターは、緊急および待機的気管切開術において気管軟骨を滑ることなく確実に挙上・安定させるために設計された、古典的な気道外科用器具です。鋭利なフックチップを備えたこの器具により、術者は甲状腺峡部や前気管筋膜などの組織を排除しながら、環状軟骨または気管輪を的確に捉えて持ち上げることができます。

術野が限られる気道手術向けに構築されたこの Jackson 気管開口レトラクターは、全長 14 cm (\$29) の構成を採用しています。遠位のワーキングエンドには、線維性の軟骨膜を確実に捉えるよう設計された 8.0 mm の鋭利な鋭角チップが装備されており、重要な気管切開やカニュレ挿入時の偶発的な器具のずれを防止します。また、人間工学に基づいたフラットなハンドル形状により、術中を通して安定した滑りにくい手動操作を可能にします。

Retractor Maker は、反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる Jackson 気管開口レトラクターを製造しています。優れた耐食性、構造的剛性、完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の耳鼻咽喉科、トラウマセンター、集中治療室に提供されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest