



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tuffier 開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tuffier 開胸器

SKU RM-TRS-160-1

\$299 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	水平スライディングトラックフレーム	圧縮下でも構造的な拡張を提供する平行棒ガイドレール
2 (固定ペア)	固定式幅広ラテラルブレード	骨を把握するための内側鋸歯を備えた 45 mm × 45 mm のアングルパネル
1	手動スクリューロック	開口状態を固定し、手の疲労を軽減するネジ式ロック機構
2	人間工学に基づいた延長アーム	滑らかなエッジで設計された流線型で軽量のハンドルシャック
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Tuffier 開胸器は、成人用開胸術や肺の手術において、安全かつ段階的な肋間分離と胸壁の術野確保を行うために特別に設計された、心臓胸部外科に不可欠なリトラクターです。堅牢な水平スライディングトラックフレームを備えたこの器具は、隣接する肋骨に対して継続的な機械的拡張力を加えることができ、肋骨骨折を防ぎながら胸膜腔への遮るもののない術野を維持します。

臨床フレームワークの仕様に基づいて構築されたこの Tuffier 開胸器は、最大 160 mm (\$299) までの水平拡張開口部を備えています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造された固定式の幅広ラテラルブレードの寸法は 45 mm × 45 mm で、成人の胸部露出に最適化されており、骨表面に対して確実に滑りにくいグリップを提供するために内側に鋸歯状の加工が施されています。手動のねじ込み式スクリューロック機構により、設定した拡張パラメータを強固に固定して手の疲労を軽減し、流線型で軽量のアームの滑らかなエッジは周囲の軟部組織を保護します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 社製の Tuffier 開胸器は、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の胸部外科、心血管センター、外傷外科に優れた構造的剛性、耐食性、および完

全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest