



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Holscher Retraktörler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Holscher Retraktörler

SKU RM-HLSR-1

\$43 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
7 mm Genişlik — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm Genişlik — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm Geniş — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Holscher Retraktörler, posterior lomber dekompresyon prosedürleri sırasında tekal kese ve spinal sinir köklerinin güvenli, atravmatik retraksiyonunu ve korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış spinal mikrocerrahi aletleridir. Uzatılmış ince bir shaftla tasarlanan bu retraktörler, cerrahların manuel tutma kollarını mikroskobik görüş hattının güvenli bir şekilde dışında tutarken derin operasyon koridorlarında konforlu bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

Değişen anatomik gereksinimlere uyacak şekilde üretilen Holscher Retraktörler serisi, disk eksizyonları sırasında olağanüstü erişim derinliği sağlayan 9 ½ inç (24.13 cm) tek tip toplam alet uzunluğunu korur. Seri, üç seçilebilir çalışma ucu genişliğinde üretilmektedir: dar interlaminer pencereler için 7 mm (\$43), standart sinir kökü mobilizasyonu için 9 mm (\$46) ve geniş tekal kese koruması için 13 mm (\$49). Pürüzsüz hatlara sahip bıçak kenarları, lokalize traksiyon nöropraksisine neden olmadan hassas sinir liflerini güvenli bir şekilde kavrar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Holscher Retraktörleri hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki spinal, nöroşirürji ve ortopedi ameliyathanelerine sarsılmaz yapısal sertlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest