



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Deep Gelpi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Deep Gelpi

SKU RM-DGR-SERIES-1

\$68 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
3 ½" – 4 ½" — Pointu, Mousse, Pointu angulé, 90°, Angle droit — Chirurgie mineure superficielle, main et exposition pédiatrique	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 ½" – 6 ¾" — Pointu, mousse, pointu coudé, 90°, angle droit — Accès tissus mous intermédiaire, plastique et cervical	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 ½" – 7 ¾" — Pointu, Mousse, Pointu coudé, 90°, Angle droit — Laminectomie lombaire standard et rétraction articulaire	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 ¼" – 12" — Pointu, Mousse, Pointu coudé, 90°, Angle droit — Cavité pelvienne profonde, chirurgie bariatrique et arthrodèse vertébrale multi-étagée	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Deep Gelpi est un instrument chirurgical autostatique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction tissulaire fiable à différentes profondeurs dans une large gamme de spécialités chirurgicales. Doté de pointes recourbées vers l'extérieur qui s'ancrent fermement dans les berges de l'incision, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales d'obtenir un accès opératoire étendu tout en éliminant la fatigue liée à l'assistance manuelle.

Conçue pour s'adapter à toutes les profondeurs anatomiques et à tous les scénarios cliniques, la gamme Deep Gelpi propose une vaste matrice d'options personnalisables. Les chirurgiens peuvent choisir parmi dix longueurs totales : 3 ½" (\$68), 4 ½" (\$72), 5 ½" (\$76), 6 ½" (\$74), 6 ¾" (\$80), 7 ½" (\$84), 7 ¾" (\$88), 9 ¼" (\$94), 11" (\$102), et 12" (\$109). Les extrémités de travail et les bras sont disponibles en version Sharp Points, Blunt Points, Angled Sharp Points, Angled 90 Degree et Right Angled Arms. Sa crémaillère de précision à anneaux se verrouille fermement sous la contre-tension tissulaire.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Deep Gelpi pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires du monde entier une rigidité mécanique exceptionnelle, une action de crémaillère fluide et une durabilité à vie.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest